

Cam kết: Công ty không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Trung tâm Y tế Kỳ Anh trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KH-TC;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Luật

PHỤ LỤC: DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ TEST SINH PHẨM NĂM 2026
(Kèm theo thư mời số 233/TTYT-KD ngày 09/06/2026 của TTYT Kỳ Anh)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan A (HAV)	Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Độ nhạy tương đối: $\geq 95\%$ Độ đặc hiệu tương đối: $\geq 99\%$ Độ chính xác: $\geq 98\%$ Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Test	300	
2	Test thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan E (HEV)	-Độ nhạy tương đối: $\geq 98\%$ -Độ đặc hiệu tương đối: $\geq 99\%$ -Độ chính xác: $\geq 99\%$ -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Test	300	
3	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2, cúm A, cúm B, RSV và ADV	Khay thử xét nghiệm này được sử dụng để phát hiện định tính các kháng nguyên của SARS-CoV-2, cúm A, cúm B, virus hợp bào hô hấp (RSV) và adenovirus trong mẫu dịch ngoáy mũi trước, ngoáy mũi họng (NP) hoặc ngoáy họng của người.. - SARS-CoV-2: Độ nhạy $\geq 97\%$, Độ đặc hiệu $\geq 99\%$, Độ chính xác $\geq 98\%$ - Cúm A: Độ nhạy $\geq 97\%$; Độ đặc hiệu $\geq 99\%$; Độ chính xác $\geq 98\%$ - Cúm B: Độ nhạy $\geq 97\%$; Độ đặc hiệu $\geq 99\%$; Độ chính xác $\geq 98\%$ - RSV: Độ nhạy $\geq 98\%$, Độ đặc hiệu $\geq 98\%$, Độ chính xác $\geq 98\%$ - Adenovirus: Độ nhạy $\geq 98\%$, Độ đặc hiệu $\geq 98\%$, Độ chính xác $\geq 98\%$ Các chất gây nhiễu thông thường trong mẫu, như máu, chất nhầy, mủ, không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.	Test	600	
4	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue NS1	Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Độ nhạy tương đối: $\geq 95\%$ Độ đặc hiệu tương đối: $\geq 96\%$ Độ chính xác: $\geq 96\%$ Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Test	300	
Tổng cộng: 04 mặt hàng					